

Limpios
Eficientes
Organizados

Soluciones de acero
inoxidable de STERIS
de diseño racional





Cada compartimento incluye un control de temperatura independiente

Amsco® Armarios calentadores

Los armarios calentadores Amsco están diseñados para almacenar y calentar soluciones estériles de irrigación quirúrgica, ropas y mantas con una configuración de temperatura programada para las aplicaciones de los pacientes. Los armarios se encuentran disponibles en modelos con compartimentos dobles y con compartimento único, con profundidades de 18" (457 mm) o 24" (610 mm) y en versión independiente o empotrada. Las superficies interiores y exteriores (incluidas las partes superiores y laterales de los modelos independientes) son de acero inoxidable.

EL INVENTARIO DE UN VISTAZO

Nuestros armarios calentadores con puertas de vidrio ofrecen lo siguiente:

- > Acceso mejorado a los suministros: el personal puede ver de un vistazo dónde se encuentran todos los elementos, para acceder lo más rápido posible a ellos
- > Menos pérdida de calor: puesto que la visualización es más sencilla, no es necesario abrir tanto la puerta y el vidrio templado contribuye a mantener la temperatura interior
- > Facilidad de uso: las bisagras de las puertas se pueden invertir para abrirse en cualquier dirección

COMPRUEBE LOS AHORROS

- > Mayor productividad: al realizar el inventario de un modo más rápido y sencillo, el personal dispone de tiempo para realizar otras tareas
- > Menor coste energético: al tener que abrir menos la puerta, se utiliza menos energía para restablecer la temperatura programada dentro del armario
- > Mayor rentabilidad: gracias a la visualización sencilla se ahorra tiempo, que se acumula y finalmente permite añadir otros procedimientos a la programación



Armario calentador con puerta de vidrio

RESISTENTE COMO EL ACERO

Nuestra gama completa de armarios calentadores presenta lo siguiente:

- > Durabilidad superior: las puertas están fabricadas para soportar el uso frecuente y las superficies de acero inoxidable o de vidrio templado de alta calidad garantizan la durabilidad
- > Fiabilidad superior: los motores de los ventiladores son de primera calidad y ofrece un nivel más alto de fiabilidad que los demás del sector
- > Calentamiento más uniforme: las características de calentamiento de estos armarios ofrecen una transferencia del calor más uniforme y eficaz
- > Temperaturas personalizadas y automatizadas: cada compartimento se configura con su propio control de temperatura independiente, con el que se pueden programar configuraciones desde 90°F (32°C) hasta 160°F (71°C)
- > Control visible: la lectura de la temperatura digital se complementa con una luz indicadora del exceso de temperatura. Si la temperatura del compartimento supera su temperatura establecida en más de 10°F, se emitirá una alarma sonora y la luz indicadora se activará
- > Mantenimiento y reparaciones sencillas: se puede acceder fácilmente a los conjuntos de control y del calentador desde las bandejas extraíbles



Armario calentador con compartimento doble



Armario calentador con compartimento único





Amsco® Consolas de almacenamiento para quirófanos

DISEÑO BASADO EN PRUEBAS

STERIS ha incorporado sus investigaciones sobre los procedimientos reales en quirófanos a la hora de diseñar estos módulos de almacenamiento para quirófanos.

EL TRABAJO COMPLETO DEL DÍA

Nuestras consolas de almacenamiento ofrecen lo siguiente:

- > Almacenamiento completo para toda la programación del día
- > Acceso al instante a los suministros y al equipo para reducir al mínimo los retrasos en los procedimientos
- > Protección de los suministros estériles tras las puertas cerradas

EXACTAMENTE LO QUE NECESITA

- > Los módulos se pueden montar empotrados o independientes para ajustarse al espacio y las limitaciones de costes
- > Las superficies de fácil limpieza incluyen acero inoxidable de vidrio templado en todas las secciones
- > Las dimensiones, los accesorios y las disposiciones se han diseñado con precisión para el almacenamiento eficaz y adecuado del costoso equipo quirúrgico

LA SOLUCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Nuestros jefes de proyectos de sistemas le ayudarán a diseñar y a determinar la configuración de almacenamiento óptima para ajustarse a sus requisitos de espacio y responder a sus necesidades actuales y futuras en el quirófano.



Amsco® Lavabo para limpieza antiséptica

EL LAVABO MÁS SENCILLO Y CÓMODO

- > Control del agua sin utilizar las manos, con el sensor infrarrojos opcional
- > Jabón sin utilizar las manos: se dispensan 2 cc. de jabón cada vez que se pulsa el accesorio de bomba de pedal
- > El agua que se rocía y se controla cuidadosamente con el accesorio en forma de S, el cabezal de nebulización de "rosa" y el interior en pendiente, que reduce al mínimo las salpicaduras
- > Dispensador de jabón práctico: un envase de 32 oz. (0,9 litros) sencillo de cambiar



Lavabo de seno único con accesorio dispensador de jabón mediante bomba de pedal.

PREPARADO PARA LAVADOS CONSTANTES Y REPETIDOS

- > Limpieza sencilla: el diseño de fácil limpieza presenta compartimentos continuos soldados y esquinas redondeadas realizadas totalmente en acero inoxidable
- > Mantenimiento sencillo: la base de acero inoxidable está recubierta con pintura epoxi para aumentar su durabilidad

SEGURIDAD CON TRANQUILIDAD

- > Limpieza antiséptica con temporización: el temporizador opcional digital contribuye a garantizar un tiempo adecuado de limpieza antiséptica para conseguir la descontaminación óptima de las manos
- > Temperatura óptima del agua: la válvula integrada de mezcla controlada termostáticamente proporciona temperaturas de agua de hasta 115°F (46°C)
- > El accesorio de dispensación del jabón mediante bomba de pedal ayuda a eliminar los problemas de contaminación cruzada

Amsco® Especificaciones de los armarios calentadores

| | |
|----------------------------|--|
| Opciones de puertas | Frontal de acero inoxidable o de vidrio templado |
| Configuración de la unidad | Única/doble |
| Profundidad de la unidad | 18" (457 mm) o bien 24" (610 mm) |
| Instalación | Independiente o empotrada |
| Intervalo de temperatura | De 90°F (32°C) a 160°F (71°C) |

Amsco® Especificaciones del lavabo para limpieza antiséptica

| Modelos | 1 seno | 2 seno | 3 seno |
|--|---|--|--|
| Dimensiones (ancho) | 32 x 27 9/32 x 51 1/2" (813 x 692 x 1308 mm) | 64 x 27 9/32 x 51 1/2" (1.626 x 692 x 1.308 mm) | 96 x 27 9/32 x 51 1/2" (2.438 x 692 x 1.308 mm) |
| Control de agua por infrarrojos | opcional | opcional | opcional |
| Temporizador digital | opcional | opcional | opcional |
| Control de agua accionado con la rodilla | opcional | opcional | opcional |
| Seguridad en la temperatura | > 115°F (46°C) | > 115°F (46°C) | > 115°F (46°C) |
| Dispensador de jabón con bomba de pedal | accesorio | accesorio | accesorio |

Amsco® Consolas de almacenamiento para quirófanos

| | |
|---------------------------|--|
| Opciones de puertas | Frontal de acero inoxidable o de vidrio templado |
| Instalación | Independiente o empotrada |
| Componentes de la consola | Armario accesorio para mesa de operaciones Armario de suministros variados Armario calentador Armario túnel Unidad de escritorio |
| Dimensiones | 24, 36, o 48" ancho x 18" profundidad x 60" alto |

OFICINAS DE STERIS EN TODO EL MUNDO

| | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|
| Alemania | 49 2203 890 6969 | India | 91 33 2367 5150 |
| Benelux | 32 2 523 2488 | Italia | 39 22 130341 |
| Canadá | 800 661 3937 | Japón | 81 3 5777 1580 |
| China | 86 21 6137 1166 | Latinoamérica | 800 884 9550 |
| Corea | 82 2 517 1517 | Malaisia | 6 03 7954 9822 |
| España | 34 91 658 5920 | Reino Unido | 44 1256 840400 |
| Francia | 33 0 2 38 70 83 50 | Singapur | 65 68 41 7677 |
| Grecia | 30 210 6800848 | Suiza | 41 32 376 0200 |

N° de documento M2720ES.2008-08, Rev. A
Impreso xx/xxxx, xxxx

©2008 STERIS Corporation.
Todos los derechos reservados.
Impreso en Estados Unidos.

STERIS®



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834
■ Estados Unidos
440-354-2600 ■ 800-548-4873
www.steris.com

STERIS Iberia S.A.
C/Caléndula, 95 – Miniparc II
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
España
Tel: +34 91 658 59 20
Fax: +34 91 625 01 15
www.steris.com