


Rollos de Tyvek para esterilización con plasma

- Fabricado en Tyvek 1073B.
- La excelente barrera microbiana le ofrece protección de largo plazo.
- Resistencia superior a la punción y al rasgado.
- Apertura libre de partículas, que minimiza el riesgo de contaminación.
- Excelente resistencia al agua.
- Calidad superior a precios moderados.



• La principal función de los empaques STERICLIN es mantener la esterilidad desde el punto de esterilización hasta su momento de uso.

• Con indicador químico para esterilización con plasma.

